

RespiCare - Katalog akcesoriów do PSG - CENNIK 2016



NR KAT.	ZDJĘCIE	NAZWA	DO JAKIEGO RODZAJU APARATU	ILOŚĆ	CENA BRUTTO (PLN)
011520 011518 011517 011516		XactTrace PreSized Single Use Belt Large XactTrace PreSized Single Use Belt Medium XactTrace PreSized Single Use Belt Small XactTrace PreSized Single Use Belt pediatryczne Pasy jednorazowe (można stosować <i>pond 5 razy</i>), indukcyjne do rejestracji ruchów klatki i brzucha, występują w 3 rozmiarach S, M, L, wymiary każdego pasa można regulować. Z aparatem Embla/Embletta łączą się za pomocą kabli typu XactTrace Snap – klips zaciskowy.	Embla/Embletta/ NOX	1 op. zawiera 20 pasów.	550
011521 011522		XactTrace snap abdominal Xact trace snap Thorax Kable typu Xact trace Snap – klipsy zaciskowe do rejestracji ruchów klatki i brzucha Embletta / Embla, występują w 2 rozmiarach: 200 cm do Embla oraz 61, 40 cm do Embletta	Embla/Embletta	1	290
1421000		XactTrace Belt 65.6ft/20m Pas indukcyjny do rejestracji ruchów klatki i brzucha, jednorazowy 20m XactTrace	Embla PSG/Embletta/ GOLD	1	300
1421020		XactTrace Lock – Abdomen Zatrzaski mocujące do pasa jednorazowego do rejestracji ruchów brzucha typu XactTrace	Embla PSG/Embletta	1	931
1421021		XactTrace Lock – Abdomen Zatrzaski mocujące do pasa jednorazowego do rejestracji ruchów brzucha typu XactTrace	Embla GOLD	1	931
1421022		XactTrace Lock – Thorax Zatrzaski mocujące do pasa jednorazowego do rejestracji ruchów klatki typu XactTrace (bez pasa).	Embla PSG/EMBLETTA	1	931
1421023		XactTrace Lock – Thorax Zatrzaski mocujące do pasa jednorazowego do rejestracji ruchów klatki typu XactTrace	Embla PSG/ GOLD	1	931
1421032		XactTrace Reusable Belt – Abdomen – Small Pas wielorazowy, indukcyjny do rejestracji ruchów brzucha XactTrace. Rozmiar S - 57cm -104cm	Embla PSG/Embletta	1	1 950
1421034		XactTrace Reusable Belt – Abdomen - Medium Pas wielorazowy, indukcyjny do rejestracji ruchów brzucha XactTrace. Rozmiar M 83cm -142cm	Embla PSG/Embletta	1	1 950

1421036		XactTrace Reusable Belt – Abdomen – Large Pas wielorazowy, indukcyjny do rejestracji ruchów brzucha XactTrace. Rozmiar L120cm - 194cm	Embla PSG/Embletta	1	1 950
1421033		XactTrace Reusable Belt – Thorax – Small Pas wielorazowy, indukcyjny do rejestracji ruchów klatki XactTrace. Rozmiar S	Embla PSG/Embletta	1	1 950
1421035		XactTrace Reusable Belt – Thorax – Medium Pas wielorazowy, indukcyjny do rejestracji ruchów klatki XactTrace. Rozmiar M	Embla PSG/Embletta	1	1 950
1421037		XactTrace Reusable Belt - Thorax – Large Pas wielorazowy, indukcyjny do rejestracji ruchów klatki XactTrace. Rozmiar L	Embla PSG/Embletta	1	1 950
1421230		Elastic strap zestaw Pas mocujący do Embletta w 3 rozmiarach: S, M, L	Embletta Gold	1 szt.	300
1451070		XactTrace Extension 78in/200cm - Abdomen	Embla PSG S4000/ S4500	1	300
1451072		XactTrace Extension 78in/200cm – Thorax	Embla PSG S4000/ S4500	1	300
1420600		Piezo Snoring Sensor 60 cm Mikrofon do rejestracji chrapania	Embletta/Gold	1	1080
1420430		Airflow Thermistor 60cm Termistor do rejestracji przepływu powietrza z nosa i ust	Embletta	1	1100
1420435		Airflow Thermistor 200cm S4000 Connector Termistor do rejestracji przepływu powietrza z nosa i ust	Embla PSG	1	1100
1440021		Body position Kit Do rejestracji pozycji ciała	Embla PSG S4000/ S4500	1	2100
1430000		Oximeter Embletta/Embla/Compass XPOD Pulsoksymeter XPod	Embla PSG/Embletta	1	3700
1431000		Oximeter Flex Sensor 8000J Pulsoksymetr typu flex (miękki) o długości 1 m	Embletta/Gold	1	750
1431002		Oximeter Flex Sensor 8000J-3 Pulsoksymetr typu flex (miękki) o długości 3 m	Embla PSG	1	800
1431500		Flexi wraps for 8000JFW Sensors Plastry do mocowania pulsoksymetru typu flex	Embla PSG/Embletta	25	140
1420002		Nasal Pressure Cannulas 38 cm	Embletta	50	600

		Kaniula nosowa o długości 38cm			
1420013		Nasal Pressure Cannulas 183cm Kaniula nosowa flow do PSG polisomonografu wszystkich systemów. Długość kaniuli 183 cm.	Embla PSG	50	700
1420030		Nasal Cannulas Interm. Infant Kaniula nosowa dla dzieci o długości 90 cm	Embla PSG/Embletta/ Gold/Titanium	10	400
1410005		EEG elektroda 100 cm qty 12 Kable do EEG o długości 100 cm	Embletta X 100, Titanium, MPR	1	600
1410000		EEG elektroda 200 cm qty 12 Kable do EEG o długości 200 cm	Embla PSG/ S4000/S4500/	1	600
1411517		EKG Snap On Cables 39in/100cm Orange	Embletta	1 op (2 szt.)	120
1411524		EKG Snap On Cables 78in/200cm Orange	Embla PSG	1 op. (2 szt.)	120
1411516		PGND Snap On Cable 39in/100cm Green 1 szt.	Embletta	1	60
1411003		Ten20 Conductive Adhesive Paste 4oz/114g JarBuy from supplier (multiples of three) Pasta elektrodowa kontaktowa klejąca do EEG	Embla PSG	1	60 zł za szt. 120 za 3 szt.
1411011		NuPrep Skin Prepping Gel 4oz/114g Tube Emulsja ścierna do czyszczenia skóry w celu przygotowania skóry do badania PSG	Embla PSG	1	60 zł za 1 szt.
1411002		EC2 Conductive Adhesive Cream /100gTube Pasta elektrodowa kontaktowa klejąca do EEG 100g,	Embla PSG	1	50
011291		Xpod do Embletta MPR	Embletta MPR	1	3700
55 20 20		Nox Cannula with Luer-lock – Adult 90 cm Kaniula nosowa z filtrem LuerLock 90 cm	NOX	1 op. (40 szt.)	600
55 42 10		Blue Sensor® Snap On Electrode Idealny do rejstracji EMG, ECG wymiar: 3.4 cm	Embletta/NOX	1 op. (50 szt.)	142
554109 554110		Lead with Attached Electrode, 100cm (40in) Lead with Attached Electrode, 152cm (60in) Jednorazowa elektroda z żelem, z kablem do EEG, EMG, EOG i EKG o wymiarach (3.0 x 2.2cm)	Embletta/NOX	1 op. (10szt.)	162 174