

RespiCare - Katalog akcesoriów do CPAP/ Maski 2017



ul. Leszno 34/36, 01-199 Warszawa, Tel. 22 400 07 07, tel.:+48 692 495 196,
fayezafana@respicare.pl

NR KAT.	ZDJĘCIE	NAZWA	ILOŚĆ
M-262040-00 M-262040-10		Czepiec/ Uprząż do masek, Headgear	1
M-261000-00 M-261000-04		Rura łącząca aparat CPAP/ BiPAP/respirator z maską. Kompatybilna z większością aparatów: <u>Parametry:</u> dłg - 1830 mm średnica rury - 15 mm/22 mm Rura łącząca aparat CPAP/ BiPAP/respirator z maską. Kompatybilna z większością aparatów: <u>Parametry:</u> dłg - 1830 mm średnica rury - 19 mm/22 mm	1
ROC2300		Podgrzewana rura kompatybilna do stosowania ze wszystkimi aparatami CPAP i BiPAP z nawilżaczem lub bez. Rura posiada niezależny od CPAP-u zasilacz.	1
M-267010-00		Złączka/kruciec do podłączenia tlenu w przypadku, kiedy pacjent musi korzystać jednocześnie z aparatu CPAP/ BiPAP/ Respirator oraz koncentratora tlenu.	1
		Kolanko do aparatów CPAP	
		Kabel samochodowy do aparatu DreamStar/DreamStation	

		Filtr alergiczny do DreamStation / Respironics Philips	
		Filtr wielorazowy do DreamStation / Respironics Philips	
		Filter do aparatów firmy Resmed S9/ AirSense 10	
		Filter do aparatów DreamStar firmy Sefam	
M-315510-14		Nawilżacz do DreamStar Sefam	
M-314600-11		Pojmnik nawilżacz do EcoStar	